


445.00 €

 Le lot de trois pipettes au choix
 + 1 Portoir C5 + 1 Minuteur

innovation écopipette

L'écopipette est conditionnée avec des matériaux recyclables et biodégradables et sont fabriquées à partir de ressources les plus renouvelables possibles, et ce, afin d'assurer une durée de vie prolongée.

Les avantages uniques de CAPP écopipette™

- Le contrôleur de volume verrouillable nécessite 50% de tours en moins
- L'écran est entièrement visible pendant les opérations portatives
- Force requise réduite pour l'aspiration et la dispense des liquides
- La seule pipette avec contre-mécanisme fixe variable et échangeable
- Large coussin pour une éjection facile de la pointe
- Corps de pipette entièrement **autoclavable** (aucun démontage requis)
- Doubles joints toriques pour une étanchéité optimale de la pointe
- **Compatible** avec toutes les principales marques de pointes de pipette
- Conception durable comprenant une pointe de base en métal
- Faible fréquence de casse en cas de d'une chute accidentelle ou lors du montage de la pointe



Pipettes à Volume Variable

Cat. No.	Description	Inexactitude %	Imprécision %	Couleur
C02-1S	Pipette CAPP, vol variable. 0.2-2µL, ecopipette	12.00 / 2.00	6.00 / 1.00	●
C02-1	Pipette CAPP, vol variable. 0.2-2µL, ecopipette (longueur similaire à C10-1)	12.00 / 2.00	6.00 / 1.00	●
C10-1	Pipette CAPP, vol variable. 0.5-10µL, ecopipette	2.50 / 1.00	1.80 / 0.50	○
C20-1	Pipette CAPP, vol variable. 2-20µL, ecopipette	5.00 / 1.00	1.50 / 0.30	●
C50-1	Pipette CAPP, vol variable. 5-50µL, ecopipette	2.00 / 1.00	1.20 / 0.30	●
C100-1	Pipette CAPP, vol variable. 10-100µL, ecopipette	2.50 / 0.70	1.00 / 0.20	●
C200-1	Pipette CAPP, vol variable. 20-200µL, ecopipette	2.50 / 0.60	0.70 / 0.20	●
C1000-1	Pipette CAPP, vol variable. 100-1000µL, ecopipette	2.00 / 0.80	0.60 / 0.20	●
C1000-1M	Pipette CAPP, vol variable. 100-1000µL avec incrément de 2µL, ecopipette	2.00 / 0.80	0.60 / 0.20	●
C5000-1	Pipette CAPP, vol variable. 1-5mL, ecopipette	1.20 / 0.60	0.30 / 0.15	●
C5000-1M	Pipette CAPP, vol variable. 0.5-5mL avec incrément de 10µL, ecopipette	1.20 / 0.60	0.30 / 0.15	●
C10000-1	Pipette CAPP, vol variable. 1-10mL, ecopipette	3.00 / 0.60	0.60 / 0.15	●

Nomenclature de commande 2025

Cat. No	Description
SK-03-E01	CAPP ecopipette Kit de démarrage incluant 3 pipettes au choix, Portoir C-05, 3 supports de pointes et 1 Minuteur

* Tous nos prix sont hors TVA